



**ANALYTICA**  
MEDIZINISCHE LABORATORIEN AG

## **Stuhlröhrchen Parasiten: Umstellung vom SAF-Medium auf Röhrchen ohne Zusatz**

An unsere Kunden

Wir möchten Sie über eine Änderung der Stuhlröhrchen für Parasiten informieren. Das bisher verwendete Röhrchen mit SAF-Medium (TM 5b) wird abgeschafft. Neu enthält das Parasiten-Set 3 Stuhlröhrchen ohne Zusatz.

Das Stuhlröhrchen wird für den Nachweis von Wurmeiern (Helminthen), Amöben/Lamblien und anderen Protozoen verwendet. Die native Stuhlprobe ermöglicht uns, neue Nachweismethoden einzusetzen.

Wir möchten Sie zudem auch darauf aufmerksam machen, dass neu die Stuhlproben im Kühlschrank gelagert werden und spätestens 7 Tage nach Sammelbeginn im Labor eintreffen müssen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihre Analytica